

Guéridon médical inox 201 avec 2 ou 3 plateaux, réf. 104FW*



104FWA100

2 plateaux Lo 675 x la 380 mm
Lo 710 x la 410 x H 810 mm
H 470 mm entre plateaux

104FWB100

3 plateaux Lo 675 x la 380 mm
Lo 710 x la 410 x H 810 mm
H 220 mm entre plateaux

104FWC100

2 plateaux Lo 842 x la 521 mm
Lo 850 x la 540 x H 940 mm
H 560 mm entre plateaux

104FWD100

3 plateaux Lo 842 x la 521 mm
Lo 850 x la 540 x H 940 mm
H 270 mm entre plateaux

- ✓ Robustesse et solidité lors des déplacements
- ✓ Hygiène irréprochable et nettoyage facile
- ✓ Assemblage facile
- ✓ Ergonomie
- ✓ Poids léger et excellente maniabilité

Description

- Cette gamme de chariots Inox est adaptée aux besoins des cabinets médicaux, Ehpad et établissements de soins.
- Fabriqués en alliage Inox 201, ils assurent aux utilisateurs robustesse et solidité lors des déplacements.
- L'acier Inoxydable permet de garder une hygiène irréprochable et un nettoyage facile sur le long terme.
- Les chariots de services sont munis de 4 roues pivotantes à roulement à bille dont 2 à frein ce qui leur confère une maniabilité sans effort, même dans les endroits exigus ou difficile d'accès.
- Les poignées de chaque côté offrent aux utilisateurs ergonomie et facilité d'emploi.
- La gamme comprend 2 formats de chariots Inox avec pour chacun une version 2 et 3 étagères.
- Chaque étagère est munie d'une plaque insonorisante afin de réduire le bruit des chariots.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - 2 poignées de poussée ;
- 4 roues pivotantes à roulement à bille dont 2 à frein ;
- Etagères munies de plaques thermoplastiques insonorisantes.
- **Matériel** : acier inoxydable AISI 201.
- **Dimensions** : - Epaisseur des tubes : 0,7 mm ;
- Roues pivotantes : Ø 100 mm.
- **Capacité de charge** : 50 kg.
- **Conditionnement** : livré en kit - facile à assembler - sans vis apparente.