

Canne anglaise adulte noire époxy rose, réf. 104PSA100



- ✓ Canne anglaise légère.
- ✓ Réglable en hauteur.
- ✓ Double appui pour l'utilisateur.
- ✓ Position main libre.
- ✓ Embout Optiflex.



Description

- Canne anglaise (ou béquille) destinée aux patients souffrant d'une fracture, entorse tout autre traumatisme des membres inférieurs (pied, cheville, genou, jambe).
- Permet d'avoir un équilibre plus stable qu'une canne de marche classique.
- Réglable en hauteur, avec haut de canne Style Noir et bouchon antidérapant.
- Position main libre.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Double appui (main et avant-bras) ;
- Embout Optiflex (bouchon antidérapant).
- **Matériaux** : canne en acier.
- **Finition** : Epoxy.
- **Coloris** : Noir/Rose (RAL 3015).
- **Dimensions** : réglable en hauteur de 75 à 97,5 cm.
- **Poids** : environ 0,54 kg.
- **Capacité** : poids maximum 150 kg.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe 1.
- **Garantie** : 2 ans.
- **Origine** : fabriquée en France.

