

Mannequin de secourisme AmbuMan Basic iQF, réf. 104GBA100

Garantie
3
ans



- ✓ Mannequin de formation BLS économique, robuste et fiable avec torse fermé anatomiquement correct.
- ✓ Feedback visuel intégré au torse du mannequin, pour un feedback instantané sur l'amplitude de compression.
- ✓ Système hygiénique Ambu unique pour la ventilation bouche-à-bouche et bouche-à-nez.
- ✓ Soulèvement réaliste du torse pendant la ventilation.
- ✓ Formation AED facile.
- ✓ Visualisation détaillée de la profondeur de compression et du volume de ventilation correct à portée de main avec l'application iQF Instructor et Trainee. Connexion Bluetooth®*.

Description

- AmbuMan® Basic est conçu pour répondre à toutes les exigences de la formation à l'algorithme SCB.
- Avec la nouvelle application iQF, il est possible désormais de fournir une formation extrêmement précise sur la réalisation d'une RCP chez les adultes en arrêt cardiaque.
- **La RCP devient le facteur le plus important lorsqu'une personne est en arrêt cardiaque** : des lésions cérébrales peuvent être causées si aucune mesure n'est prise dans les quatre minutes sans oxygène dans ces circonstances. Il est donc important que les étudiants soient formés à cette discipline.
- **iQF, la formation adaptée à la vie** : aider les instructeurs de santé à former. L'application iQF comprend des informations basées sur des données et des mesures précises des paramètres RCP pertinents. Aider les étudiants à réaliser une RCP parfaite tout en s'amusant et en s'affrontant les uns les autres.
- **Ventilation réaliste et compressions correctes** : les étudiants sentiront la résistance opposée par une voie aérienne réaliste, verront le soulèvement et l'abaissement du thorax lorsque la tête est inclinée correctement et que de l'air est insufflé dans le mannequin. AmbuMan Basic permet aux étudiants d'observer, d'écouter et de sentir la ventilation comme dans la vraie vie. Le système hygiénique unique empêche la contamination croisée. La profondeur de compression correcte et le volume de ventilation requis peuvent être surveillés par le moniteur de contrôle sur le mannequin.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - 1 AmbuMan Basic Torse avec veste d'entraînement ;
- Sac de transport ;
- 1 peau de visage ;
- 25 sacs d'insufflation (Système hygiénique à usage unique).
- **Matériaux** : - Socle : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) ;
- Tête : Polychlorure de vinyle, rigide ;
- Peau du thorax et du visage : Chlorure de polyvinyle, souple ;
- Sac d'insufflation jetable : Polyéthylène ;
- Veste : Polyester ;
- Sac de transport : Nylon recouvert de PVC.
- **Dimensions** : - AmbuMan : la 37 x Lo 70 cm ;
- Profondeur de compression : max. 7 cm.
- **Poids du torse** : 6 kg.
- **Volume de ventilation** : max. 1 200 ml.
- **Garantie** : 3 ans.