

## Mannequin de secourisme Ambu Baby iQF, réf. 104GBC100



- ✓ La ventilation est visible et l'expiration par le nez est visible et audible
- ✓ La mobilité et l'extension de la tête garantissent un positionnement et un dégagement des voies aériennes exacts
- ✓ Le système hygiénique Ambu élimine le risque de contamination croisée
- ✓ L'obstruction des voies aériennes peut être activée via un interrupteur
- ✓ Le réalisme du pouls brachial permet une formation précise et complète
- ✓ Visualisation détaillée de la profondeur de compression et du volume de ventilation correct à portée de main avec l'application iQF Instructeur et Étudiant. Connexion Bluetooth®\*



### Description

- Ambu® Baby est un mannequin réaliste, semblable au corps d'un bébé jusqu'à un an.
- Avec la nouvelle application iQF, vous pouvez fournir une formation extrêmement précise à la prise en charge des nourrissons en arrêt cardiaque.
- **La réanimation cardio-pulmonaire chez les nourrissons est très importante, car elle permet de sauver la vie des plus jeunes :** des lésions cérébrales peuvent être causées si aucune mesure n'est prise dans les quatre minutes sans oxygène. Heureusement, ce genre de situation ne se produit pas fréquemment. Par conséquent, il est essentiel d'être formé à la RCP.
- **iQF, la formation adaptée à la vie :** aider les instructeurs de santé à former. L'application iQF comprend des informations basées sur des données et des mesures précises des paramètres RCP pertinents. Aider les étudiants à réaliser une RCP parfaite tout en s'amusant et en s'affrontant les uns les autres.
- **Ventilation réaliste et système hygiénique Ambu :** les étudiants sentiront comment une voie aérienne réaliste s'ouvre lorsque la tête est correctement inclinée et le menton relevé. L'instructeur peut simuler l'obstruction des voies aériennes via une glissière marche/arrêt. Ambu Baby possède des caractéristiques supplémentaires telles qu'un pouls brachial réaliste pour une formation précise. La ventilation de l'estomac peut être vérifiée visuellement. De plus, le système hygiénique unique empêche la contamination croisée. De plus, la profondeur de compression correcte et le volume de ventilation requis peuvent être surveillés par l'indicateur de feedback sur le mannequin.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Ambu Baby iQF ;  
- 100 sacs d'insufflation (Système hygiénique à usage unique jetable) ;  
- 5 peaux de visage.
- **Matériaux :** - Tête : Polychlorure de vinyle, rigide ;  
- Peau du corps, Visage, Bras et jambes : Polychlorure de vinyle, souple ;  
- Sac d'insufflation : Polyéthylène ;  
- Chiffon : Coton.
- **Dimensions :** la 25 x Lo 59 x H 13 cm.
- **Poids :** 1,6 kg.
- **Garantie :** 3 ans.