Mousse 27 kg/m<sup>3</sup>

ép. 20 mm



## Divan d'examen à hauteur fixe - Réf. 01756\* ou 4107\*



- ✔ Dossier relevable par vérin à gaz.
- Grande capacité de charge (châssis entièrement soudé).
- ✓ Hygiène: toutes les parties sont accessibles au nettoyage.

## Caractéristiques techniques

- Matériaux : Structure inox soudé 18/10.
- Finition: poli brillant ou époxy gris nuage.
- Equipements: Dossier réglable par vérin à gaz;
  - Porte-rouleau papier, longueur maximale de 50 cm diamètre de 20 cm (côté tête).

Revêtement

Mousse 75 kg/m <sup>3</sup> ép. 30 mm

- Poids: net de 47 Kg, poids brut de 53 Kg.
- **Volume :** 1,35 m<sup>3</sup>.
- 2 hauteurs de sellerie réglables : 65 cm pour les échographies et 82 cm pour les examens généraux.
- Capacité de charge: 200 kg (châssis entièrement soudé).

