

Solution de contrôle pour glucomètre Accu Chek® Guide, réf. 104NIA100



Description

- Solution de contrôle compatible avec le glucomètre Accu Chek® Guide (réf. 102EBA).
- Permet de contrôler la performance analytique du glucomètre avec les bandelettes réactives.
- Deux flacons portant les numéros 1 (bouchon gris) et 2 (bouchon blanc) pour tester les performances d'analyse hypoglycémique et hyperglycémique.



Caractéristiques techniques

Libellé du dispositif	Solutions de contrôle Accu-Chek® Guide Control
Fournisseur	ROCHE DIABETES CARE FRANCE
Code ACL	6116062
Code GTIN	4015630066506
Contenu de la boîte	Deux flacons de 2,5 ml (solution de contrôle 1 : bouchon gris, et solution de contrôle 2 : bouchon blanc)
Code LPPR	NA
Marquage CE	CE 0123
Température de conservation	2 - 32°C
Température d'utilisation	---
Durée de conservation	3 mois après ouverture du flacon
Intervalle de contrôle de la solution 1 (bouchon gris)	30 – 60 mg/dl (1.7 – 3.3 mmol/L)
Intervalle de contrôle de la solution 2 (bouchon blanc)	252 – 342 mg/dl (14.0 – 19.0 mmol/L)
Composition des solutions	Glucose (à différents pourcentages selon la solution), tampon, sel biologique, conservateur, composants non réactifs, bleu brillant F.C.F. #1