

## Lit de soins avec relève-buste manuel sur patins, réf. 104UCA100



- ✓ Facile et rapide à monter
- ✓ Une seule articulation
- ✓ Structure robuste
- ✓ Assise à hauteur confortable
- ✓ Pratique pour les petits espaces



### Description

- Lit de soins avec relève-buste manuel pour le repos du patient en infirmerie scolaire, infirmerie d'entreprise, chambre médicalisée, EHPAD, etc.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - 1 Sommier tubulaire avec grilles ;  
- Tête et pied du lit en tubes chromés avec panneaux mélaminés ;  
- Réglage de la tête à l'aide de la manivelle ;  
- Butée de fin de course.
- **Matériaux** : - Sommier tubulaire avec grilles en acier peint, ensemble électrosoudé très résistant ;  
- Tête et pied du lit : en tubes chromés avec panneaux mélaminés ;  
- Manivelle : en acier chromé.
- **Finition** : peint.
- **Dimensions** : - Lit complet : H 90 x la 89 x lo 206 cm ;  
- Hauteur du sommier par rapport au sol : 52/55 cm ;  
- Sommier : la 85 x Lo 200 cm.
- **Poids** : 32 kg.
- **Capacité de charge maximale** : 110 Kg.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I.
- **Version** : sur patins.
- **Origine** : fabriqué en Italie.
- **CN** : 1887254 V0801 ;  
**EAN13** : 8023279276008.