

## Blouse jetable en non-tissé rose, réf. 104RWA100



- ✓ Vêtement à usage unique
- ✓ Assemblage et finition de qualité
- ✓ Fabrication française



### Description

- La blouse de protection est un vêtement à usage unique offrant sécurité et protection au personnel et aux visiteurs.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Lien noué à la taille et à l'encolure ;  
- Liseré épaule ;  
- Manches longues avec poignets élastiqués.
- **Assemblage :** finition surjet de propreté.
- **Matériaux :** toile non tissée 100 % Polypropylène (grammage : 25 g/m<sup>2</sup>).
- **Type de dispositif :** dispositif non stérile.
- **Coloris :** rose.
- **Dimensions :** - Longueur de manche : 58 cm ;  
- Largeur totale : 135 cm ;  
- Longueur milieu dos : 111 cm.
- **Taille :** taille unique (détails ci-dessous).



### Conditionnement

- **Conditionnement :** 10 sachets de 10 blouses en carton (soit 100 blouses/carton).
- **Dimensions carton :** Lo 60 x la 40 x H 30 cm.
- **Conditions de stockage :** stocker dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Barème de mesures		T.U.	Tol +/-
Largeur totale	A	135 cm	1
Longueur milieu devant	B	105 cm	1
Longueur épaule	C	20 cm	1
Longueur Manche	D	58 cm	1
Hauteur emmanchure	E	25.5 cm	1
1/2 Tour bas de manche	F	11 cm	1
1/2 Tour bas de manche étiré	F'	15.5 cm	1
Longueur totale du lien	G'	250 cm	1
Position du lien au milieu devant	H	58 cm	1
Longueur milieu dos	I	111 cm	1
Longueur libre du lien au dos	J	45 cm	1

