

## Bande de contention adhésive élastique Adheban™ Plus, réf. 104WVA10\*

**3M**



**104WVA100**  
la 3 cm x Lo 2,50 m



**104WVA101**  
la 6 cm x Lo 2,50 m



**104WVA102**  
la 8 cm x Lo 2,50 m



**104WVA103**  
la 10 cm x Lo 2,50 m



### Description

- Adheban Plus est indiquée dans le traitement des traumatismes bénins, des pathologies liées aux troubles veineux ainsi que dans le maintien de pansements ou d'accessoires.
- La bande est perméable à l'air et à l'eau.
- Admis à la LPPR dans la catégorie des sparadraps pour le conditionnement « Ville ».



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Support : en tricot élastique 100% coton ;  
- Substance adhésive : colle thermoplastique à base d'oxyde de zinc ;  
- Protection : film de polyéthylène gaufré au contact de la masse adhésive ;  
- Biocompatibilité : - Ne contient pas de latex et de colophane ;  
- Contient de la résine de synthèse ;
- **Coloris** : blanc.
- **Poids de la masse adhésive** : 90 g/m<sup>2</sup> (± 15 g/m<sup>2</sup>).
- **Allongement** : longitudinal (≥50%).
- **Adhésivité** : ≥ 100 cN/cm sur plaque d'acier.
- **Transmission de la vapeur d'eau** : 3 790 g/m<sup>2</sup>/24 heures.
- **Élimination des déchets** : Incinération selon les procédures en vigueur dans l'établissement.
- **Type de dispositif** : Dispositif médical de classe I, non stérile sans fonction de mesure.
- **Lieu de fabrication** : Espagne (usine certifiée selon la norme ISO 9001).
- **Tracabilité** : - Numéro de lot sur la boîte et le sachet ;  
- Date limite d'utilisation sur la boîte et le sachet.



### Conditionnement

- **Conditionnement** : en boîte individuelle.
- **Conditions de stockage** : stocker à une température égale ou inférieure à 25°C.
- **Durée de vie** : 3 ans dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.