

Compresse Water Jel® pour brûlure thermique, réf. 5498



- ✓ Compresse stérile à base de gel d'eau
- ✓ Stoppe la progression de la chaleur
- ✓ Stabilise la température cutanée
- ✓ Soulage immédiatement la douleur
- ✓ Préserve l'aspect de la brûlure
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ N'adhère pas à la plaie
- ✓ Barrière protectrice contre les microbes extérieurs



Description

- Cette compresse peut s'utiliser pour des brûlures à la tête, toutes circonférences du bras et de la jambe, de la cuisse, de la région de l'aîne, de la poitrine, de l'abdomen, du dos, des fesses....
- Correspondant à 5% SCT Adulte ou 22% SCT Enfant.
- WATER JEL est constitué à 96% d'eau déminéralisée sous forme de gel.
- L'acide hyaluronique est un autre élément constitutif du gel, utilisé comme composant bactériostatique qui protège la plaie contre le développement de la contamination.
- Les autres composants n'ont qu'une fonction de rétention des propriétés et de bonne conservation durant l'entreposage.



Caractéristiques techniques

- **Composition** : - 96% d'eau déminéralisée sous forme de gel ;
- Acide hyaluronique (autre élément constitutif du gel).
- **Dimensions de la compresse** : la 20 x H 45 cm.
- **Type de dispositif** : dispositif médical à usage unique.