

Pansement thoracique Foxseal Vented, réf. 104WJA100



- ✓ Pansement adhésif stérile
- ✓ Ventilation unidirectionnelle sécurisée
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Ouverture facile et rapide
- ✓ Application simple
- ✓ Se décolle et se recolle facilement



Description

- Pansement adhésif ventilé (avec valve) pour le traitement des plaies thoraciques ouvertes (blessure par balle, arme blanche...) en prévention de pneumothorax.
- Le pansement est prêt en l'emploi, il n'est pas plié dans son emballage.
- Adhérence de décollement du pansement sur la peau testée à une force de N/20 mm.
- Le pansement peut être décollé et recollé à l'aide de l'onglet prévu à cet effet.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Languette de repositionnement ;
- Valve souple centrale : avec autour 3 cercles composés chacun de 8 événements menant à 512 voies de ventilation.
- **Composition** : Sans latex et sans Phtalate.
- **Coloris** : transparent.
- **Dimensions** : - Pansement : la 13 x Lo 13.3 cm ;
- Emballage : la 15.5 x Lo 16 x H 0.3 cm.
- **Poids** : 28 g (avec emballage).
- **Type de dispositif** : dispositif stérile à usage unique.
- **Type de stérilisation** : R rayonnement gamma.
- **Durée de stérilité** : 3 ans.
- **Résistance adhésive à températures extrêmes** : de -18°C à +55°C.



Emballage

- **Conditionnement** : Sachet contenant 1 pansement.
Sachet doté de 4 encoches d'ouverture aux 4 extrémités.
- **Conditions de stockage** : conserver à température ambiante.
- **N° enregistrement CE** : CE 54955.
- **N° marquage CE** : 2797.
- **Nom et n° de l'organisme notifié** : BSI, Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.
- **N° de l'organisme notifié (Notified Body)** : 2797.
- **Représentant CE** : MedTrade Products Limited, Electra House
Crewe Business Park, Crewe, CW16GL
United Kingdom
- **Indice de classement CE** : Class IIb, Annexe II.
- **Validité marquage CE** : du 10/02/2021 au 26/05/2024.