


## Drap d'examen gaufré, réf. 104EMA100



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - 100 % Pure ouate de cellulose uni (2 x 17 g/m<sup>2</sup>) ;  
- Sans Latex.
- **Aspect** : drap 2 plis gaufré.
- **Résistance** : bonne résistance au déchirement et à l'usure.
- **Coloris** : blanc uni.
- **Dimensions** : - Drap : 50 x 37 cm ;  
- Largeur du rouleau : 50 cm ;  
- Longueur de la prédécoupe : 37 cm.
- **Grammage** : 34 g/m<sup>2</sup>.
- **Type de dispositif** : dispositif non stérile à usage unique.
- **Responsabilité Sociale et Environnementale** : - Fabrication Européenne ;  
- Certification Ecolabel ;  
- Cellulose garantie FSC : Issue de Forêts gérées durablement.



### Conditionnement

- **Conditionnement** : - Par carton de 9 rouleaux ;  
- 1 rouleau = 135 formats ;  
- 1 carton = 1215 formats.
- **Conditions de stockage** : - Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil ;  
- Conserver à une température ambiante comprise entre -5°C et 40°C et un taux d'humidité inférieur à 80 %.