

Ciseaux de secourisme Jesco, réf. 12520 ou 2540



- ✓ Ciseaux de secourisme très robustes
- ✓ Découpe sans risque
- ✓ Découpe aisée et sécurisée
- ✓ Efficaces pour tous types de tissus
- ✓ Stérilisables



Description

- Ciseaux de secourisme pour intervenir dans toutes les situations.
- Sa forme légèrement incurvée et son bout spécifique permettent une découpe aisée et sécurisée.
- Permet de découper tous les types de tissus sans risque de blesser la victime.
- A glisser dans toutes les trousse ou kit de secours.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Lames coupantes : en acier inoxydable ;
- Manche : en polyéthylène.
- **Stérilisation** : dispositif stérilisables à 143°C.
- **Dimensions** : - réf. **12520** : longueur 15 cm ;
- réf. **2540** : longueur 19 cm.