

Ciseaux pour trousse de secours, réf. 2906



- ✓ Très résistants
- ✓ Découpe facile et sécurisée
- ✓ Réutilisables



Description

- Ciseaux très résistants conçus pour compléter les trousse de secours et les armoires à pharmacie.
- Bouts ronds permettant une découpe facile et sécurisée.
- Idéales pour la découpe des pansements, sparadraps...



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Lame : en acier inoxydable ;
- Anneaux : en plastique.
- **Forme des bouts** : ronds (découpe facile et sécurisée).
- **Dimensions** : longueur de 14 cm.
- **Conditionnement** : sous sachet individuel.