

Mannequin de secourisme Ambu Man B torse, réf. 20118



- ✓ Rigidité modulable de la cage thoracique
- ✓ Dégagement des voies aériennes uniquement en cas de bascule de la tête
- ✓ Subluxation de la mâchoire
- ✓ Système hygiénique unique
- ✓ Sac de transport convertible en tapis de sol



Description

- Mannequin d'entraînement et de formation sophistiqué, il offre une représentation réaliste de l'anatomie humaine, et notamment des fonctions importantes pour la formation aux techniques de réanimation modernes.
- Doté d'un système hygiénique breveté unique avec un sac d'insufflation et une peau de visage. Il prévient tout risque de contamination croisée, en garantissant une ventilation et une expiration réalistes par la bouche et le nez.
- De plus, ce système rend tout nettoyage interne du mannequin inutile.
- Ce mannequin est équipé d'une molette de réglage à l'arrière afin de modifier la rigidité de la cage thoracique permettant aux stagiaires un entraînement sur des constitutions différentes telles que sportifs ou personnes âgées par exemple.
- Le système modulaire AmbuMan B permet d'investir progressivement en fonction de votre budget (paire de jambes, paire de bras).



Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - 1 torse de mannequin Ambu Man B ;
- 1 moniteur de contrôle ;
- 5 peaux de visage ;
- 100 sacs d'insufflation ;
- Sac de transport/tapis de sol.
- **Equipements en option :** - réf. **7640** : Paire de bras ;
- réf. **1846** : Paire de jambes avec pantalon.
- **Matériaux :** - Unité de base : en Polyéthylène ;
- Moniteur de contrôle : en Plastique ABS ;
- Crâne : en PVC (dur) ;
- Cage thoracique et peau de visage : en PVC (mou).
- **Dimensions :** 80 cm (longueur totale du torse).
- **Poids :** 12 kg (torse avec sac de transport).

