

Blouse de protection à usage unique poignets élastiques, réf. 105AKA100 ou 105AKB100



Description

- Blouse non stérile à manches longues et poignets élastiques.
- Conçue pour la sécurité et la protection du personnel et des visiteurs.
- Protège contre les salissures de contact et contre les suspensions dans l'air des particules non dangereuses.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Manches longues ;
- Poignets élastiques ;
- Lien noué à la taille et à l'encolure ;
- Liseré épaule.
- **Matériaux** : 100% polypropylène non tissée Français.
- **Finition** : Assemblage et finition surjet de propreté.
- **Type de dispositif** : dispositif non stérile à usage unique.
- **Taille** : taille unique.
- **Coloris** : - réf. **105AKA100** : blanc - 25 g/m² ;
- réf. **105AKB100** : bleu - 30 g/m².
- **Conditionnement** : en sachet de 10 blouses.