


## Drap housse jetable pour brancard, réf. 105ANA100



- ✓ Facile et rapide à mettre en place
- ✓ Réduction des risques de propagation des microbes
- ✓ Résistance optimale
- ✓ Protection contre les salissures
- ✓ Douceur et souplesse



### Description

- Drap housse utilisable sur les brancards ambulanciers.
- Utilisable aussi sur les tables d'examen et tables de massage.
- Élastiqué à chaque extrémité pour une fixation facile et un maintien parfait.



### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : en toile non tissée, 100% polypropylène.
- **Equipements** : élastiques à chaque extrémité.
- **Coloris** : bleu.
- **Dimensions** : Lo 215 x la 100 cm.
- **Poids** : 30 g/m<sup>2</sup>.
- **Type de dispositif** : dispositif non stérile à usage unique.
- **Conditionnement** : sous sachet individuel.
- **Origine** : fabrication française.