

Blouse de protection jetable sans manches, réf. 105ALA100



- ✓ Facile à enfiler
- ✓ Ajustable à chaque morphologie
- ✓ Aisance des mouvements, coupe ample
- ✓ Agréable à porter, matière souple et respirante
- ✓ Protection des vêtements
- ✓ Fabrication Française



Description

- Blouse jetable sans manches pour le personnel et les visiteurs en milieu médical, agroalimentaire et industriel.
- Idéale pour l'aisance des mouvements et le port de gants à manchette longue.
- Ajustement à toutes les morphologies.
- Protection efficace contre les éclaboussures, salissures, gouttelettes et particules en suspension dans l'air classées non dangereuses.
- Protège les vêtements jusqu'aux genoux.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : 100% polypropylène non tissé français.
- **Finition** : coutures avec surjet de propreté.
- **Equipements** : - Lien noué autour de la taille ;
- Lien noué à l'encolure ;
- Liseré épaule origine France ;
- Sans manches.
- **Type de dispositif** : dispositif non stérile à usage unique (hygiène garantie sur le lieu de travail).
- **Taille** : taille unique, convient à toutes les morphologies.
- **Coloris** : bleu.
- **Poids** : 40 g/m².
- **Origine** : fabrication Française.
- **Conditionnement** : en sachet de 10 blouses.