

## Table de massage pliante en bois, hauteur réglable et tête, réf. 105FFA\*



- ✓ Table professionnelle de qualité
- ✓ Robuste et confortable
- ✓ Capacité de charge de travail importante



Réf.	Coloris
105FFA100	Bleu
105FFA101	Noir
105FFA102	Marron



### Description

- Table pliante idéale pour les massages et traitements à domicile, robuste et confortable.
- Hauteur réglable mécaniquement en 11 positions.
- Equipée d'une tête réglable en inclinaison et en écartement, d'un repose-bras confortable et de repose-bras latéraux, ainsi qu'un trou de visage.
- Livré avec sac de transport à sangle.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Table pliante 2 plans ;  
- Tête réglable ;  
- 1 repose-bras central ;  
- 2 repose-bras latéraux ;  
- 1 trou de visage ;  
- Sac de transport à sangle.
- **Matériaux :** - Structure : en hêtre ;  
- Sellerie plate : Mousse haute densité (ép. 5 cm) et en PVC imperméable et lavable.
- **Dimensions :** - Table pliée (sans appui-tête) : la 70 x Lo 93 x Ep. 17 cm ;  
- Table dépliée (sans appui-tête) : la 70 x Lo 185 x Ep. 5 cm ;  
- Appui-tête : 26 cm ;  
- Hauteur réglable mécaniquement : de 62 à 87 cm.
- **Poids :** 17 kg.
- **Capacité de charge de travail :** maximum 220 kg (statique 800 kg).



### Entretien

- A laver avec de l'eau savonneuse.
- **Précautions d'emploi :** ne pas appliquer de détergent puissant.