

## Table de massage pliante en bois Carina Médical, réf. 105FMB100



**CARINA**  
Medical




### Description

- Table de massage professionnelle en bois, design et confortable avec son relève-buste et sa cavité pour le visage.
- Pliable et portable, deux poignées intégrées et un sac de transport à roulettes.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Table de massage 2 plans ;  
- Tête avec trou visage ;  
- Relève-buste (inclinable jusqu'à 80°C) ;  
- 2 poignées intégrées pour le rangement et le transport ;  
- Sac de transport à roulettes.
- **Matériaux** : - Sellerie : vinyle (ép. 5 cm) ;  
- Châssis : bois de hêtre.
- **Coloris** : noir.
- **Dimensions** : - Table dépliée : la 70 x Lo 196 cm ;  
- Relève-buste : Lo 60 cm.  
- Hauteur variable : de 63 à 88 cm ;  
- Epaisseur sellerie : 5 cm.
- **Poids de la table** : 17 kg.
- **Capacité de charge** : 200 kg.
- **Origine** : fabriqué en France.
- **Garantie** : 1 an.



### Entretien

- **Sellerie** : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive.
- **Piètement** : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive.