

Kit visiteur jetable rose, réf. 105GPA100



- ✓ Kit visiteur complet à usage unique
- ✓ Unisexe
- ✓ Taille unique
- ✓ Rapide à enfiler
- ✓ Confortable et résistant



- Kit visiteur jetable complet pour le personnel soignant et les visiteurs en hôpital, clinique, maternité...
- **Comprend :** - 1 blouse non tissée à poignets élastiqués ;
- 1 masque à usage médical de type II ;
- 1 charlotte à clip ;
- 1 paire de surchaussures avec élastique double tricoté pour un serrage parfait.



Caractéristiques techniques

- **1 blouse :** - Equipements : - Attaches par liens à la taille et au cou
- Poignets élastiqués ;
- Matériaux : polypropylène, sans latex ;
- Poids : 25 g/m² ;
- Coloris : rose.
- Type d'utilisation : à usage unique.
- **1 charlotte à clip :** - Élastique double tricoté pour un serrage parfait et confortable, sans pression excessive sur le front et les tempes ;
- Matériaux : polypropylène, sans latex, sans calcite ;
- Poids : 10 g/m² ;
- Coloris : rose.
- Type d'utilisation : à usage unique.
- **1 masque :** - Equipements : - Masque 3 plis en polypropylène non tissé ;
- Élastiques auriculaires ;
- 1 barrette nasale.
- Matériaux : Sans latex, sans fibre de verre
- Couleur extérieure : rose ;
- Type de dispositif : dispositif médical de Type II à usage unique ;
- Haute filtration bactérienne : $\geq 98\%$ à 3 μm ;
- Respirabilité exceptionnelle : 31,5 Pa/cm².
- **2 surchaussures Classic' :** - Élastique double tricoté pour un serrage parfait et confortable ;
- Matériaux : fait de polypropylène, sans latex ;
- Finition : sans colle, soudure par ultrason ;
- Poids : 30 g/m² ;
- Type d'utilisation : à usage unique ;
- Coloris : rose.



Conditionnement

- Carton de 30 kits ensachés.