

## Pyjama médical jetable bleu, réf. 105GMB\*



- ✓ Coupe mixte
- ✓ Ajustement parfait
- ✓ Aisance et confort au travail
- ✓ Matière résistante, respirante et antistatique
- ✓ Idéal pour les personnes allergiques



### Description

- Pyjama médical jetable bleu utilisé dans le secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...).
- Une solution optimale pour le personnel soignant et les patients, limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Tunique manches courtes ;  
- Encolure V ;  
- 3 poches plaquées (2 poches basses, 1 poche haute) ;  
- Pantalon droit avec lien coulissant à la ceinture.
- **Matériaux :** Non-tissé polypropylène (SMS), 43 gr/m<sup>2</sup> (± 2). Sans latex.
- **Traitement :** antistatique.
- **Coloris :** bleu.
- **Type de dispositif :** dispositif médical de Classe I à usage unique, non-stérile.
- **Conditionnement :** lot de 50 pyjamas sous emballage individuel.
- **Durée de vie :** 5 ans.
- **Conformité :** Marquage CE (MDR 2017/745).
- **Origine :** fabrication chinoise.

Référence	Taille	Dimensions		Poids produit (brut)	Poids carton (brut)
		Tunique	Pantalon		
105GMB100	Taille S	H 71 x La 54 cm	H 105 x La 51 cm	115 g	5,7 kg
105GMB101	Taille M	H 74 x La 57 cm	H 106 x La 53 cm	125 g	6,2 kg
105GMB102	Taille L	H 76 x La 61 cm	H 108 x La 57 cm	138 g	6,9 kg
105GMB103	Taille XL	H 78 x La 63 cm	H 112 x La 61 cm	145 g	7,2 kg



### Conditions de stockage

- Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil.
- Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.

Date de révision : 16/08/2023