

## Electrodes adulte pour défibrillateur de formation AED Securimed, réf. 104QIB100



Défibrillateur de formation AED Securimed (réf. 104QIA100)



### Description

- Electrodes compatibles avec le défibrillateur de formation AED Securimed (réf. 104QIA100).
- Conçues pour une utilisation sur n'importe quel mannequin de formation RCP.
- Permettent de former les apprenants au bon placement des électrodes sur un mannequin de formation au secourisme.
- Economiques, les électrodes de formation sont réutilisables.



### Caractéristiques techniques

- **Type de dispositif** : dispositif de formation réutilisable.
- **Taille** : adulte.
- **Dimensions des électrodes adultes** : Lo 133 x la 88 x Ep. 2 mm.
- **Conditionnement** : par paire.