

Matelas à dépression DMT standard, réf. 105JCA100



Description

- Dispositif permettant d'immobiliser au maximum une victime en respectant l'alignement de son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état.
- Généralement utilisé lorsqu'il y a suspicion de fracture.
- Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté.



Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Valve ¼ de tour : surpression et dépression placée à l'extérieur du matelas ;
- Billes en vrac : en polystyrène (ø1mm) injectée dans le matelas, densité 65g/cm³ ;
- Bandes de portage latérales avec 4 poignées simples ;
- Etiquette d'identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter) ;
- Sangles non fournies.
- **Matériaux :** Polyester avec revêtement PVC (Polyester 1100 dtex 680 g/m²).
- **Finition :** assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence.
- **Coloris :** noir/bleu.
- **Dimensions :** la 100 x Lo 210 cm.
- **Poids :** 5,6 kg.
- **Charge maximale admissible :** 150 kg.
- **Température d'utilisation :** de -40°C à +70°C.
- **Type de dispositif :** Dispositif médical de Classe 1.
Désinfection après chaque utilisation à l'aide d'un désinfectant adapté.
- **Entretien :** nettoyer à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux.
- **Garantie :** 3 ans.