

Modèle anatomique de palpation mammaire

Garantie
3
ans



Référence	Type	Equipements	Dimensions	Poids
105KVA100	Peau claire	Torse, Talc, sangles auto-agrippantes et support	la 37 x Lo 51 x Ep. 15 cm	6.5 kg
105KVA101	Peau sombre			
105KUA100	Peau claire	Torse, Talc, sangles auto-agrippantes, support, planche murale «La poitrine féminine» (en anglais) et valise de transport	la 44 x Lo 56 x Ep. 24 cm	10.5 kg
105KUA101	Peau sombre			



Description

- Moulage grandeur nature d'un buste féminin de taille moyenne.
- Extrêmement réaliste, pour l'enseignement des techniques de dépistage et l'information et la prévention des patientes.
- Reproduit même les structures cutanées les plus fines.
- Sensation au toucher particulièrement réaliste.
- Examen des seins et auto-examen sont possibles en position « portée » ou horizontale à plat.
- Diverses altérations supposées bénignes et malignes à différents stades.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : fabriqué en nouveau silicone 3B SKINlike™ de qualité supérieure (testé dermatologiquement).
- **Positions d'examen** : en position « portée » ou horizontale à plat.
- **Altérations supposées bénignes et malignes** :
 - 2 tumeurs bénignes mobiles ;
 - 3 tumeurs malignes, un mamelon ;
 - Rétracté et une peau d'orange ;
 - 2 autres tumeurs palpables.
- **Taille** : adulte.
- **Garantie** : 3 ans.