


Sparadrap (Dénomination usuelle : Sparadrap soie), réf. 7434



Caractéristiques du support adhésif

- **Matériaux** : en tissu acétate.
- **Coloris** : blanc.
- **Poids** : 60 à 80 g/m².
- **Adhésif** : Caoutchouc + oxyde de zinc,
Non irritant,
Enduction unie,
Poids : 70 à 90 g/m²,
Adhésivité (pelage) : 250 à 400 g/cm.



Caractéristiques de la bobine

- **Matériaux** : en Polystyrène.
- **Dimensions** : la 5 cm x Lo 5 m.
- **Validité du produit** : 3 ans.