

## Brassard adulte large gris (taille L) pour le tensiomètre Spengler Lian Métal, réf. 4436



### Description

- Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle).
- Compatible avec les tensiomètres Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.



### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Brassard en nylon ;  
- Poche TPU 1 tubulure.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I non stérile.
- **Entretien** : lavables à la main entre 30 et 40°C.
- **Dimensions** : Longueur tubulure 60 cm.