

Brassard enfant coloré (taille S) pour tensiomètre Spengler Lian Classic, réf. 20193



Description

- Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
- Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
- Marquages normalisés.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Brassard : en coton ;
- Poche : caoutchouc 2 tubulures.
- **Type de dispositif** : Dispositif médical de Classe I non stérile.
- **Entretien** : lavables à la main entre 30 et 40°C.