

## Gants de toilette jetables, réf. 105CUA100



### Description

- Une matière première 100% polyester permettant d'obtenir des gants de toilette à la fois absorbants, doux et résistants.
- **Conçus pour toutes les peaux** : absence totale de latex pour une meilleure tolérance cutanée.
- **Réduction du volume du colis** : La logistique mais aussi le stockage s'en trouvent considérablement optimisés, c'est un pas de plus vers le développement durable !



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : Non-tissé aiguilleté 100% polyester.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : la 15 x Lo 21 cm.
- **Type de dispositif** : dispositif à usage unique.
- **Conditionnement** : Par sachet de 50 gants de toilette jetables.
- **Origine** : fabrication française.



### Précautions de stockage

- Stocker à l'abri du soleil et de l'humidité.
- Stocker à une température comprise entre 5 et 40°C.



### Certification et normalisation

- Ces gants de toilette usage unique sont fabriqués sous un système qualité certifié ISO9001.
- Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant la norme NF EN 11737:2006
- L'absorption de 650%, pour l'ensemble des références, a été testée selon la norme Edana 10.4-02.