

Tensiomètre bras adulte Tensonic® Spengler, réf. 105HRA100



- ✓ Très haute précision des mesures
- ✓ Facile d'utilisation



Description

- Le tensiomètre au bras Tensonic est conçu pour un suivi thérapeutique régulier.
- **Très haute précision des mesures** : - Mesure SPENGLER ;
- Détecteur d'arythmie ;
- Indicateur tricolore des risques OMS ;
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales.
- **Facile d'utilisation** : - Entièrement automatique ;
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS ;
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L.
- **Usage familial** : 2 x 60 mémoires horodatées.
- L'opération DEPIST HTA initiée par la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle recommande l'utilisation du tensiomètre électronique Tensonic.



Caractéristiques techniques

- **Type de dispositif** : dispositif médical non stérile de Classe IIa.
- **Marquage** : CE0459.
- **Garantie** : 36 mois.
- **Coloris** : bleu.
- **Dimensions** : - Tensiomètre : H 72 x l 114 x L 166 mm ;
- Ecran : H 102 x l 30 mm.
- **Poids** : 0,765 g.
- **Equipements** : - Livré avec 4 piles LR6 AA ;
- Une housse de transport.
- **En option** : - Adaptateur secteur (réf. 103JNA) ;
- Brassard taille S (16-24cm) réf. 103JPA100 ;
- Brassard taille XL (32-48cm) réf. 103JPA102.



Conditions de stockage

- **Température** : minimum -20°C et maximum 55°C.
- **Taux d'humidité** : minimum 15% et maximum 90%.