

Thermomètre frontal Tempo Pro Spengler, réf. 105HZA100



- ✓ Simple d'utilisation : bouton unique
- ✓ Technologie infrarouge : hygiénique
- ✓ Rapidité et précision de mesure
- ✓ Désinfection facile



Description

- Un bouton unique, appuyez et le résultat s'affiche.
- La technologie infrarouge permet de prendre la température sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter efficacement contre les contaminations croisées.
- Avec son mode «arrêt automatique» et son «indicateur de batterie faible», pas de mauvaise surprise lors de vos consultations.



0123 Classe IIa



Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Ecran : LCD rétro-éclairé ;
- Piles livrées avec (2 x piles AAA) ;
- Mise hors tension automatique économie d'énergie ;
- Indicateur de batterie faible ;
- Signal visuel avec un emoji : température normale (blanc), un peu élevée (jaune) ou trop élevée (rouge).
- **Type de dispositif :** dispositif médical de Classe IIa non stérile.
- **Marquage :** CE0123.
- **Mode de mesure :** Infrarouge sans contact.
- **Distance de mesure :** moins de 5 cm (au front ou à la tempe).
- **Unité de mesure :** C° / F°.
- **Mémoire :** 30 mémoires de mesures.
- **Plage d'affichage :** de 32,0°C à 43,0°C.
- **Résolution :** 0,1°C.
- **Précision :** ± 0,2°C.
- **Temps de mesure :** Inférieur à 1 seconde.
- **Dimensions :** H 162 x la 51 x P 113 mm.
- **Poids :** 130 g.
- **Coloris :** Blanc/Bleu.
- **Garantie :** 24 mois.



Conditions de stockage

- **Température :** de -20 à 55°C.
- **Taux d'humidité :** de 5 à 95 %.