

Oxymètre de pouls Spengler Oxystart myrtille, réf. 105HXA100



- ✓ Haute précision des mesures
- ✓ Facile d'utilisation et pratique
- ✓ Compact et léger
- ✓ Ecran TFT
- ✓ Affichage personnalisable



0123



Classe IIb



Garantie
2 ans



Description

- **Haute précision des mesures :** - Affichage de la courbe de pléthysmographie ;
- Capteur haute sensibilité.
- **Facile d'utilisation et pratique :** - Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur ;
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation ;
- Rotation de l'affichage automatique.
- **Affichage simultané en moins de 10 sec. :** - la saturation pulsée en oxygène (% SpO₂) ;
- la fréquence cardiaque ;
- l'intensité du signal pulsatile (barre graphe) ;
- la courbe de pléthysmographie.



Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Ecran TFT ;
- Capteur haute sensibilité ;
- Interrupteur de mise en marche par simple pression ;
- Témoin de batterie faible ;
- Une dragonne ;
- Une housse ;
- 2 piles AAA LR03.
- **Coloris :** bleu.
- **Affichage personnalisable :** 6 modes d'affichage et 5 niveaux de luminosité.
- **Type de dispositif :** dispositif médical non stérile de Classe IIb.
- **Alimentation :** 2 piles AAA LR03 (fournies).
- **Poids :** 60 g.
- **Garantie :** 24 mois.
- **Marquage :** CE0123.



Conditions de stockage

- **Température :** de minimum -40°C à maximum 60°C.
- **Taux d'humidité :** minimum 5 % et maximum 95 %.