

Sangle de levage hélitreuillable, réf. 102IXA



Description

- Ces sangles sont des accessoires pour brancards type barquette, à utiliser uniquement pour le levage depuis une position au sol ou pour le traînage.
- Il n'est pas prévu que le patient puisse intervenir sur les dispositifs.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - 4 bandes de fixation ;
- 4 crochets avec verrouillage automatique sécurisé (système facile à régler).
- **Matériaux** : Nylon et acier.
- **Type de fixation** : fermeture à ressort.
- **Dimensions** : - Longueur de sangles : minimum 1250 mm, maximum 1680 mm ;
- Largeur de sangles : 50 mm / 20 mm.
- **Poids** : 1,8 kg ($\pm 0,1$ kg).
- **Capacité de charge** : charge de sécurité statique maximale applicable de 450 kg (1000 livres).
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I conforme à l'UE Reg. 2017/745.
- **Compatibilité** : tous les brancards type barquette.
- **Origine** : fabriqué par Spencer.