

Impédancemètre Omron BF 511, réf. 105HGA100



OMRON



Description

- L'Impédancemètre est un pèse-personne et un analyseur de graisse corporelle.
- Mesure rapide et simple du poids et du pourcentage de Graisse Corporelle.
- Technologie à 4 capteurs aux mains et aux pieds.
- Détermine l'Indice de Masse Corporelle (IMC).
- Détermine le volume des muscles corporels.
- Mesure le métabolisme du corps au repos.
- La fonction « mémoire » peut stocker jusqu'à 4 profils personnels.
- La mémoire stocke l'historique des résultats de chaque utilisateur.
- Introduction des données en mémoire tels que le sexe, la taille et l'âge.
- Normes ISO 3166-1 - Validation clinique.



Caractéristiques techniques

- **Equipements** : - Impédancemètre ;
 - 4 piles AA ;
 - Mode d'emploi ;
 - Carte de garantie.
- **Coloris** : bleu foncé.
- **Dimensions** : H 8 x la 32 x Lo 38 cm.
- **Poids** : 2.82 Kg.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de Classe I.
- **Capacité de charge** : jusqu'à 150 kg.
- **Plages de mesure** : - Mesure du poids : de 200 g à 150 Kg ;
 - Pourcentage de graisse corporelle : 5 à 60 %, par palier de 0,1 % ;
 - Pourcentage de muscle squelettique : 5 à 50 %, par palier de 0,1% ;
 - Niveau de graisse viscérale : jusqu'à 30 niveaux ;
 - Indice de masse corporelle (IMC) : 7 à 90, par palier de 0,1 ;
 - Métabolisme au repos : 385 à 3999 kcal, par palier de 1 kcal.
- **Précision** : 100 g.
- **Alimentation** : 4 piles AA (fournies).
- **Code EAN** : 4015672104068.
- **Garantie** : 3 ans.

Date de révision : 11/12/2023