

Masque transparent autoclavable pour insufflateur



- ✓ Surveillance continue de l'état du patient
- ✓ Confort de l'opérateur
- ✓ Etanchéité maximale
- ✓ Matériaux confortables pour le patient
- ✓ Nettoyage facilité



Description

- Coquille transparente pour une surveillance continue de l'état du patient.
- Support pour le pouce pour un confort de l'opérateur et une étanchéité maximale.
- Matériaux confortables pour le patient.
- Bourrelet détachable pour un nettoyage facilité.
- Le bourrelet gonflable des masques transparents Ambu est conçu spécialement pour que l'utilisateur puisse régler avec précision la pression du bourrelet et obtenir ainsi une étanchéité parfaite.
- Les masques transparents avec bourrelet gonflable Ambu supportent un passage à l'autoclave à 134° C/18 minutes (sauf la taille 0A, procédure "prion").
- L'ergonomie de la coquille (tailles 3/4,5 & 6) avec support pour le pouce garantit un maintien sécurisé pour l'utilisateur et minimise les risques de fuites pendant la ventilation.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux :** - Bourrelet : Silicone ;
- Bourrelet (taille 0A) : Silicone avec mousse ;
- Coquille : Polysulphone ;
- Connecteur : Silicone ;
- Sans latex.

Référence	Description	Taille	Poids
9549	Masque nouveau-né transparent sans latex	0A	28 g
105EMA101	Masque bébé transparent sans latex	0	38 g
12591	Masque enfant transparent sans latex	2	63 g
105EMA103	Masque adolescent transparent sans latex	3/4	78 g
105EMA105	Masque adulte transparent sans latex	5	80 g
105EMA106	Masque grand adulte transparent sans latex	6	105 g