

## Collecteurs de sang capillaire 15 $\mu$ l pour analyseurs Cardiochek, réf. 105TSA100



### Description

- **Volume d'échantillon** : 15 $\mu$ l - Idéal pour la collecte de sang jusqu'à 15 $\mu$ l.
- Le tube capillaire se remplit automatiquement au contact du sang.
- Gagnez du temps et faites des économies en utilisant ces tubes capillaires.
- **Facile d'utilisation** : Prêt à l'emploi et prélèvement de sang à une main.
- Le tube en verre facilite le prélèvement sanguin.
- La technologie de distribution par pression d'ampoule garantit des performances constantes