


Masque chirurgical enfant type II, réf. 105APA100



- ✓ Très haute efficacité de filtration
- ✓ Barrette nasale souple
- ✓ Facilité de respiration



Description

- Masque haute filtration à usage unique pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.
- Destiné à éviter les projections de salives pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par gouttelettes.



Caractéristiques techniques

- **Modèle** : Masque 3 plis, fixation par 2 boucles élastiquées, douces et confortables.
- **Matière** : Non tissé 3 couches sans fibre de verre et sans latex.
- **Confection** : Par ultrasons.
- **Coloris** : - Face interne : blanc ;
- Face externe : bleue.
- **Dimensions à plat** : H 90 x L 145 mm.
- **Type de dispositif** : dispositif médical (DM) de classe 1. Masque de type II répondant à la norme NF EN 14683-2019.
- **Certifications** : Marquage CE.

Caractéristiques	Valeurs indicatives	Norme
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	99,8 %	≥ 98%
Delta P moyenne	25,7 Pa	< 40%
Propreté microbienne (cfu/g)	5,3 cfu/g	≤ 30%



Emballage & conditions de stockage

- **Conditionnement** : par boîte de 50 masques.
- **Stockage** : conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries.