


Batterie lithium pour défibrillateur Powerheart G5, réf. 8674



Description

- Batterie pour défibrillateur réel Powerheart G5
- Compatible avec les défibrillateurs Powerheart G5 automatique et semi-automatique.
- Conçue uniquement pour un défibrillateur cardiaque réel.
- Batterie au lithium IntelliSense, de qualité médicale.
- Après le signalement par le défibrillateur d'un niveau de batterie faible, il est possible d'administrer encore au moins 9 chocs.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : batterie au lithium IntelliSense.
- **Capacité de choc** : - Jusqu'à 500 chocs à 150 VE ;
- Jusqu'à 450 chocs à 200 VE.
- **Durée de vie** : - 5 ans à compter de la date de fabrication ;
- 4 ans à compter de la date d'installation.
- **Coloris** : orange.
- **Marque** : Cardiac Science.

