

## Gants Polysem en vinyle non poudrés à manchette longue taille S, réf. 105JAA100



### Description

- ✓ **Confort** : Élastique, souple et résistant.
- ✓ **Ergonomie** : Bonne sensibilité et excellente tenue.
- ✓ **Sans latex** : Matériau synthétique dont l'utilisation réduit la fréquence des allergies.
- ✓ **Sans poudre** : Compatible avec l'utilisation de solution et gel hydroalcooliques.
- ✓ **Contact alimentaire** : aliments secs, aqueux, acides et alcoolisés (pas de corps gras) pendant une courte période.



### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : PVC. Ces gants ne contiennent pas de latex, pas de DEHP, pas de substances d'origine animale
- **Procédé de fabrication** : fabrication par trempage de moules en porcelaine, polymérisation, séchage et démoulage.
- **Coloris** : translucide.
- **Dimensions** : Longueur de 29 cm.
- **Taille** : S (6-7).
- **Usage** : gants ambidextres.
- **Conditionnement** : Par boîte de 100 gants.