

Test de diagnostic rapide de la grippe A et B, réf. 100FCB100



- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Réservé à un usage professionnel
- ✓ Détection rapide des antigènes de la grippe A et B
- ✓ Facilité de transport, de conservation et d'utilisation
- ✓ Résultat fiable et clair

	Influenza A	Influenza B
Performance du test*	Sensibilité : 90.5	Sensibilité : 88.9
	Spécificité : 99.5	Spécificité : 99.5
Réactivité analytique** avec les souche de grippe	15 souches différentes	7 souches différentes

*Sensibilité et spécificité par rapport à RT-PCR)

**Pour une liste complète des souches, voir la notice d'utilisation



Description

- Test de diagnostic rapide pour le dépistage de la grippe A et B par prélèvement nasal, pharyngé ou oropharyngé.
- Test de dépistage prêt à l'emploi, le résultat est visible au bout de 15 minutes.
- Ce test NADAL® Influenza A/B est réservé à un usage professionnel (médecins, laboratoires...).
- **Facile d'emploi** : ne nécessite aucune formation ni qualification particulière, livré avec tous les accessoires nécessaires.
- Le virus grippal de type A est le plus répandu et est associé aux épidémies les plus graves.
- Menez à bien une thérapie antivirale en détectant rapidement les antigènes de la grippe A et B
- Ce test se base sur les anticorps spécifiques de la grippe A et B afin de détecter sélectivement les antigènes A et B dans les prélèvements.
- Ce type de test est très apprécié pour les qualités suivantes : facilité de transport, de conservation et d'utilisation.
- **Fonctionnement** : La présence d'une ligne colorée dans la zone de test (A) et/ou (B) indique un résultat positif. L'absence d'une ligne colorée dans la zone de test (A) et/ou (B) indique un résultat négatif.
- **Résultat fiable et clair** : grâce à la lecture visuelle du test en 15 minutes (Evolution de la couleur sur la bandelette de test interne), fiabilité du test grâce à la zone de contrôle présente sur le test lorsque vous déposez l'échantillon



Caractéristiques techniques

- **Composition** : - 10 cassettes NADAL® Influenza A/B ;
- 10 écouvillons stériles ;
- 10 tubes d'extraction avec solution tampon « Buffer » (env.300µL chacun) ;
- 10 bouchons compte-gouttes ;
- 2 écouvillons de contrôle : 1 écouvillon de contrôle Influenza A+/B-
1 écouvillon de contrôle Influenza A-/B+ ;
- 1 support pour tube de réactif ;
- 1 notice d'utilisation.
- **Conditions d'utilisation** : à température ambiante (entre 15° et 30°C).
- **Type de dispositif** : dispositif médical à usage unique, test réservé au diagnostic in-vitro professionnel.



Conditionnement et stockage

- **Conditionnement** : par boîte de 10 tests.
- **Conditions de stockage** : Les kits doivent être conservés entre 2 et 30°C jusqu'à la date de péremption indiquée.

Date de révision : 29/02/2024