

Assortiment de canules de Guédel stériles, réf. 104TDA100



Description

- Canules de Guédel avec surface lisse et pointe arrondie pour un meilleur confort du patient.
- Assortiment mixte de 10 pièces.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Fabriquées en polyéthylène (PE) ;
- Sans latex.
- **Composition** : - 1 Canule de Guédel 40 mm - rose - nouveau-né - 000 ;
- 1 Canule de Guédel 50 mm - bleu - nouveau-né - 00 ;
- 1 Canule de Guédel 60 mm - noir - bébé - 0 ;
- 2 Canule de Guédel 70 mm - blanc - enfant - 1 ;
- 2 Canule de Guédel 80 mm - vert - adultes / petits - 2 ;
- 1 Canule de Guédel 90 mm - jaune - adultes / petits - 3 ;
- 1 Canule de Guédel 100 mm - rouge - adultes / med - 4 ;
- 1 Canule de Guédel 110 mm - orange - adultes / grand -5.
- **Type de dispositif** : dispositif médical stérile à usage unique de Classe II A.



Conditionnement

- Conditionné par lot de 10 canules emballées individuellement.
- **NSIS** : 2526718.
- **CND** : R010102.
- **EAN13** : 8023279344394.