

Couette 1 personne jetable, réf. M6022 / 101AHA



Description

- Couverture imputrescible et légère.
- Résistante à la déchirure



Unité de vente

- **Conditionnement** : - réf. **M6022** : unitaire sous sachet plastique ;
- réf. **101AHA** : par lot de 5 couettes sous sachet plastique individuel.



Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Enveloppe : en non tissé, 100% Polypropylène ;
- Garnissage : 100% polyester.
- **Coloris** : blanc.
- **Dimensions** : Lo 200 x la 150 cm.
- **Grammage** : 60 g/m².
- **Type de dispositif** : Dispositif médical de Classe 1 à usage unique.