

## Chaise d'évacuation électrique 8000, réf. 307ZEA140



- ✓ Capacité de transport de poids jusqu'à 227 kg
- ✓ Facile à ouvrir, prête à l'emploi en quelques secondes
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Structure légère
- ✓ Solution rapide pour une évacuation sécurisée
- ✓ Mouvement et manipulation requis minimum
- ✓ Pliable pour un stockage facile
- ✓ Matériaux ignifugés
- ✓ Montage mural
- ✓ Entretien minimal



### Description

- Assistance motorisée pour les évacuations en descente et en montée.
- Mode d'évacuation le plus simple avec la technologie Power-Climb pour permettre d'aborder les escaliers avec moins de stress.
- Utilisable par un et deux opérateur(s).
- Elle permet à des opérateurs de petite stature de transporter des personnes plus imposantes qu'eux.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - 1 Batterie rechargeable ;  
- 1 Chargeur de batterie (RU/UE/États-Unis) ;  
- 2 Clés de sécurité batterie ;  
- 1 Appui-tête passager ;  
- 1 Harnais passager 4 points ;  
- 1 Housse de protection ;  
- 1 Crochets de fixation murale ;  
- 1 Plaque murale d'orientation ;  
- 1 Guide d'utilisation.
- **Dimensions :** H 116 x l 57 x P 32 cm.
- **Poids :** 33 kg.
- **Capacité de charge :** 227 kg.
- **Garantie :** 15 ans.



### Equipements détaillés

- **Poignée anti-dérapante réglable en hauteur :** pour un déploiement et une utilisation faciles, avec un stockage compact.
- **Panneau de contrôle :** facile d'utilisation avec des boutons Marche/Arrêt, Montée et Descente.
- **Poignées opérateur supplémentaire :** stabilité accrue lors de l'utilisation d'opérateurs supplémentaires pendant le transport.
- **Harnais de sécurité à relâchement rapide 4 points :** pour améliorer le confort de la personne transportée.
- **Pack batterie ION-LITHIUM rechargeable :** temps de chargement de 8 heures (la batterie chargée permet de monter et de descendre 30 fois 5 étages).
- **Cadre aluminium :** grande résistance, force et robustesse accrues pour une utilisation continue.
- **Pistes de freinage automatique réglables :** des pistes ajustables renforcées permettent de contrôler la vitesse de descente.
- **Roues arrière verrouillables industrielles :** pour une utilisation dans le cas de situations où la chaise doit rester en position fixe.

Date de révision : 13/03/2024