

## Sac à oxygène pour bouteille 5L, réf. 20857



### Description

- Permet de combiner le transport d'une bouteille d'oxygène et d'un défibrillateur.
- Peut transporter une bouteille d'oxygène de 2l ou 5l, calée et sanglée.
- Fixation de la bouteille par fourreau réglable.
- Ouverture frontale rapide sur toute sa hauteur grâce à une fermeture zippée.
- Poignée de portage en position haute et latérale avec surmoulure.
- Poche avant pouvant contenir un DAE avec fenêtre cristal.
- Bandes rétro-réfléchissantes 3 M conformes à la norme EN 471.
- Fenêtres latérales en PVC pour visualisation du manomètre de la bouteille.
- Avec pochette pour détecteur de CO et boucle de treuillage.
- Bretelles avec mousse pour un portage plus confortable.
- Zips de grande dimensions (taille 10).
- 2 pochettes de rangement amovibles bleu et orange.



### Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Toile : en véritable Cordura nylon 1000 deniers ;
  - Sac : entièrement moussé ;
  - Fond du sac : renforcé en bâche PVC.
- **Dimensions** : - Sac : Lo 68 x la 29 x P 24 cm ;
  - Pochettes : Lo 41 x la 19 x P 9 cm.
- **Poids** : 2,9 kg (sans trolley).
- **Garantie** : 1 an.