

Stéthoscope Spengler Laubry® à simple pavillon, réf. 5671 et 8186N



Description

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale.
- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences.
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen.
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire.
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid.



Caractéristiques techniques

- Dispositif médical : Classe I.
- Marquage : CE.
- Stérile : Non.
- Réf.5671 : rouge ; réf. 8186N : noir.

